

# Spectroscopie

Prérequis :



Réglage goniomètre (pdf)



Vernier (applet)



Vernier (pdf)

**Objectif** ✓ : savoir utiliser un goniomètre avec un réseau.

**Savoir** 📖 : vocabulaire (ordre, minimum de déviation).

**Savoir-faire** 🛠️ : réglage de la lunette autocollimatrice puis du collimateur, lecture d'un vernier, repérage du minimum de déviation.

**Précautions** :

- Contrôle de la luminosité en sortie du collimateur : cf. « Réglage du goniomètre » page 1.
- Se protéger contre les sources de lumière parasite (paillasse voisines, écrans d'ordinateur...).
- Attention lors de la lecture de verniers.
- Aucun arrondi dans les calculs (angles mesurés à la minute près).
- Calculatrice dans le mode correct (degrés / radians).

Vidéo



## Spectroscopie à prisme – Notion de minimum de déviation

*Théorie (admise)*

L'étude du prisme permet d'établir que l'indice  $n$  du prisme dépend de la longueur d'onde dans le vide  $\lambda$  de la radiation considérée :  $n(\lambda) = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m(\lambda)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$  où  $A$  est l'angle au sommet du prisme et  $D_m(\lambda)$ , le minimum de déviation pour la radiation de longueur d'onde dans le vide  $\lambda$ .

Rq : le principe de la mesure de l'angle au sommet est donné en annexe (utilisation de la méthode d'autocollimation). Les prismes utilisés sont équilatéraux donc  $A = 60,00^\circ$ .

**Existence d'un minimum de déviation  $D_m(\lambda)$  en fonction de l'angle d'incidence  $i$  sur le prisme.**



Minimum de déviation (simulation et vidéo)



Minimum de déviation (applet)

## Mesure du minimum de déviation pour une longueur d'onde $\lambda$

1/ Repérage à l'œil nu

- Chercher le spectre à l'œil en sortie du prisme (déviation du faisceau vers la base).
- Choisir une raie donnée dans le spectre et ne plus la quitter des yeux.
- Faire tourner doucement le socle du prisme dans un sens : rechercher la position du prisme correspondant au « demi-tour » de la raie.




En cas d'échec tourner le socle en sens inverse.

Répéter l'opération plusieurs fois afin de déterminer au mieux la position du demi-tour.

- Sans bouger la tête latéralement, placer la lunette devant l'œil et affiner la position précédente en utilisant le même protocole.

2/ Principe des mesures

- **Visée n°1** : positionner le réticule vertical exactement à l'endroit où la raie étudiée effectue un demi-tour, noter l'angle  $\alpha_1$ .
- **Visée n°2** : procéder de même dans une position approximativement symétrique par rapport au faisceau incident (photos cf. ci-dessous) et noter l'angle  $\alpha_2$ .
- Le **minimum de déviation  $D_m(\lambda)$**  est donné par :  $2 D_m(\lambda) = |\alpha_1 - \alpha_2|$ .




**Remarques :**

- Utiliser le déplacement fin de la lunette pour positionner précisément le réticule.
- Modifier l'ouverture de la fente pour voir les raies les moins intenses.
- *Noter les angles à la minute près, ne pas arrondir les résultats.*



## Savoir-faire

- 1) Repérage des ordres à l'œil nu à travers le réseau : régler la largeur de la fente pour ne pas être ébloui. Puis observer à la lunette.



- 2) Repérage du minimum de déviation pour une raie donnée dans un ordre  $p$  donné : même protocole que pour le prisme, la raie effectue un demi-tour alors que le support du réseau tourne toujours dans le même sens

Le réticule de la lunette devra être positionné très précisément à cet endroit (position  $\alpha_1$  de la lunette dans la suite). Procéder de même à l'ordre  $-p$  (position  $\alpha_2$  de la lunette).

## Théorie (cf. complément)

Définition :

La déviation dans l'ordre  $p$  est :

$$D_p = |\theta_p - \theta_i|$$


Théorème :

La déviation  $D_p$  passe par un minimum lorsque :  $\theta_p = -\theta_i$

Le plan du réseau est alors le plan bissecteur des rayons incidents et diffractés dans l'ordre  $p$ .


On a alors :  $2 \sin \frac{D_m}{2} = p \frac{\lambda_0}{a}$  (admis).

La mesure de  $D_m$  permet de déterminer  $\lambda_0$  connaissant  $p$  et  $a$ .

Mesure de  $D_m$ 

Déterminer avec précision les deux positions  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  de la lunette correspondant au minimum de déviation de chaque côté (cf. schémas ci-dessous).

On en déduit  $D_m = |\alpha_2 - \alpha_1|/2$ .



Applications – Utilisation de la relation  $2 \sin \frac{D_m}{2} = p \frac{\lambda_0}{a}$

- ✓ **Étalonnage** : mesurer  $D_m(\lambda)$  pour une raie donnée  $\lambda$  et en déduire le pas  $a$  du réseau connaissant  $\lambda$  (spectrophotomètre à fibre optique). Faire un calcul d'incertitude.
- ✓ **Spectroscopie** : mesure  $D_m(\lambda)$  pour une raie donnée  $\lambda$  et en déduire la longueur d'onde  $\lambda$  de la raie connaissant le pas  $a$  du réseau. Faire un calcul d'incertitude. Discuter de la précision des mesures en fonction de l'ordre  $p$  dans lequel on mesure  $D_m$ .

Complément théorique – Démonstration de la relation  $2 \sin \frac{D_m}{2} = p \frac{\lambda_0}{a}$

But : démontrer que la déviation  $D$  passe par un extremum (minimum) lorsque l'angle d'incidence  $\theta$  varie.

Mathématiquement, la fonction  $D(\theta)$  passe par un extremum si  $\frac{dD}{d\theta} = 0$  (1).

En dérivant l'expression de  $D$  par rapport à  $\theta$  on obtient  $\frac{dD}{d\theta}$  en fonction de  $\frac{d\theta_p}{d\theta}$ .

Ce dernier terme est obtenu en dérivant à son tour la relation fondamentale des réseaux par rapport à  $\theta$ .

La relation (1) possède alors deux solutions dont la seule acceptable est  $\theta_p = -\theta_i$ .

Il resterait à vérifier que cet extremum est bien un minimum.

La définition de  $D$  donne alors  $\theta_p = D_m/2$  et la relation fondamentale des réseaux donne alors la relation cherchée.

## Annexe - Mesure de l'angle au sommet A d'un prisme

Autocollimation sur deux faces du prisme :

- Base noircie ou dépolie vers le collimateur.
- Immobiliser le socle du prisme et ne plus toucher au prisme.
- Visée sur la 1<sup>ère</sup> face : les deux réticules *verticaux* doivent être confondus, **la lunette est alors orthogonale à la face du prisme** (photo ci-contre), noter l'angle  $\alpha_1$ .
- Visée sur la 2<sup>nde</sup> face : réticules verticaux confondus, noter l'angle  $\alpha_2$ .
- $|\alpha_1 - \alpha_2| = \pi - A$ .

